

# GALAXY



- Inertización de los depósitos durante la fase de maceración.
- Protección efectiva de los mostos.
- Control de la cantidad de CO<sub>2</sub>; Argón inyectada en los depósitos.

Alimentación

## Aplicación

El **GALAXY 100** se utiliza con ALIGAL 2 o con ALIGAL 6 y proporciona una protección efectiva de los mostos y la inertización de los depósitos durante la fase de maceración. Este equipo permite cuantificar correctamente la inyección de CO<sub>2</sub> o de Argón, para la inertización ocasional y a corto plazo. El difusor se coloca en el tanque, al final de una manguera conectada a un regulador. Este difusor puede flotar o estar suspendido.

**Diseñado para la puesta en marcha:**  
ALIGAL™

## Especificación

Difusor equipado con un orificio calibrado que garantiza un caudal de 100 l / min. Conexión por diámetro flexible de 10 mm en el interior

Caudal.....	100 L CO <sub>2</sub> /min bajo de 3 bar
Dimensiones externas .....	300 mm
Altura.....	70 mm
Material.....	Plástico alimentario

### Info +

Solo dos volúmenes de gas por volumen de vacío permiten una inertización efectiva.

## Ventajas

Posibilidad de inertizar los depósitos en trasiego,  
Posibilidad de gestionar las operaciones de trasiego a lo largo del tiempo, sin degradar la calidad del vino.  
Consumo reducido de gas.

## Dimensiones

Altura (H) : 70 mm

Ø1 : 300 mm



## Manual de instrucciones

OP 911

## Producto

Referencia	Nombre corto	Gas
19100	DIFUSOR GALAXY 100	CO2, Ar